


Anticuerpo Policlonal Anti-Tgf-Beta-1 Para Wb, Elisa - P04202

Número de artículo: CM0023310



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el TGF-beta-1 de ratón. Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para la investigación en función inmunitaria, desarrollo y diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Tgfb1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Tgfb; Tgfb-1; TGFbeta1; TGF-beta1; Tgfb1
Especie	Ratón
ID de gen (Ratón)	21803
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-390 del Tgfb1 de ratón (NP_035707.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P04202
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo