

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tgs1 Para Wb Y Elisa - Q96Rs0

Número de artículo: CM0030502



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TGS1 validado para Western blot y ELISA. Reacciona con la TGS1 humana y de ratón, una trimetilguanosina sintasa involucrada en la hipermetilación de la tapa de los snRNA y la formación de cuerpos de Cajal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TGS1 Rabbit pAb
Notas / Alias	PIMT; PIPMT; NCOA6IP; TGS1
Especie	Humano
GeneID (humano)	96764
GeneID	96764
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 714-853 de la TGS1 humana (NP_079107.6)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96RS0
Peso molecular de la proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo