

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Thap2 Para Wb, Elisa - Q9H0W7

Número de artículo: CM0030449



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra THAP2 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. THAP2 es una proteína de unión a ADN con dedo de zinc con roles en la regulación transcripcional. Ideal para la investigación de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	THAP2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	THAP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	83591
GeneID	83591
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 83-228 del THAP2 humano (NP_113623.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9H0W7
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo