

Anticuerpo Policlonal Anti-Themis2 Para Wb, Elisa - Q5Tej8

Número de artículo: CM0013995

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo THEMIS2 validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la respuesta inflamatoria de macrófagos y la activación de células B.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del Producto	pAb de Conejo THEMIS2
Observaciones/Alias	ICB1; ICB-1; C1orf38; THEMIS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9473
GeneID	9473
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de THEMIS2 humano (NP_004839.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5TEJ8
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo