


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tioredoxina 2 (Txn2) Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q99757

Número de artículo: CM0008902



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra tioredoxina 2 (TXN2) validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Esencial para la investigación de la homeostasis de ROS mitocondrial y la apoptosis. Ideal para el desarrollo de aplicaciones de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra tioredoxina 2 (Trx2/TXN2)
Observaciones/Alias	TXN; MTRX; TRX2; MT-TRX; COXPD29; Thioredoxin 2 (Trx2/TXN2)
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	25828
ID del gen	25828
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 67-166 de la TXN2 humana (Q99757)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99757
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo