

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tiorredoxina Reductasa 2 (Txnrd2) Para Wb, Elisa - Q9Nnw7

Número de artículo: CM0008079

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la tiorredoxina reductasa 2 humana (TXNRD2) para WB y ELISA. Detecta la TXNRD2 endógena en tejidos humanos, de ratón y de rata; es importante para la investigación del estado redox mitocondrial. SWISS: Q9NNW7.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra la tiorredoxina reductasa 2 (TXNRD2)
Observaciones/alias	TR; TR3; SELZ; GCCD5; TRXR2; TR-BETA; tiorredoxina reductasa 2 (TXNRD2)
Especie	Humano
GeneID (humano)	10587
GeneID	10587
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NNW7
Peso de la proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo