


Anticuerpo Policlonal Anti-Thoc4/Alyref Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86V81

Número de artículo: CM0030835



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo THOC4/ALYREF es un anticuerpo validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para estudios de exportación de mRNA y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	THOC4/ALYREF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALY; BEF; REF; THOC4; ALY/REF; THOC4/ALYREF
Especie	Humano
ID de Gen	10189
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de THOC4/ALYREF humano (NP_005773.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86V81
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo