


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tiroglobulina Para If-P, Ihc-P, Elisa - P01266

Número de artículo: CM0005071



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo reconoce la Tiroglobulina humana (~305 kDa) y está validado para inmunofluorescencia (IF-P), inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata, lo que lo hace adecuado para estudios de biosíntesis de hormonas tiroideas y desarrollo de pruebas diagnósticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Tiroglobulina
Observaciones/Alias	TGN; AITD3; Tiroglobulina
Especie	Humano
GenelD (Humano)	7038
GenelD	7038
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1000-1100 de la Tiroglobulina humana (P01266)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01266
Peso Molecular de la Proteína	305kDa
Envío	Bolsa de hielo