

Anticuerpo Monoclonal Contra La Hormona Estimulante De La Tiroides (Tsh) Para If, Ihc-P, Elisa - P01215/P01222

Número de artículo: CM0005430



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra las subunidades alfa y beta de la hormona estimulante de la tiroides (TSH) humana. Adecuado para aplicaciones de IF, IHC-P y ELISA. Ideal para investigaciones sobre señalización hormonal y función pituitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra hormona estimulante de la tiroides
Observaciones/Alias	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHA; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; TSHB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1081/7252
GeneID	1081/7252
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 27-116 de CGA humana y 21-138 de TSHB humana (NP_000726.1/NP_000540.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01215/P01222
Peso de la proteína	13kDa/16kDa
Envío	Bolsa de hielo