

Anticuerpo Policlonal Anti-Tify10A Para Wb, Elisa - Q9Lma8

Número de artículo: CM0019429



Introducción

El pAb de conejo anti-TIFY10A (anti-JAZ1) es un anticuerpo policlonal para Western blot y ELISA en *Arabidopsis thaliana*. Se dirige al represor de la señalización de jasmonato; localizado en el núcleo. Ideal para la investigación de defensa vegetal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TIFY10A
Observaciones/Alias	AtJAZ1; proteína de dominio zim-jasmonato 1; T29M8.5; T29M8_5; TIFY10A
Especie	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GeneID	838501
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 154-253 de TIFY10A de <i>Arabidopsis thaliana</i> (NP_564075.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q9LMA8
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo