


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tim-3/Havcr2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tdq0

Número de artículo: CM0020107



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TIM-3/HAVCR2 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación de puntos de control inmunitarios y estudios de agotamiento de linfocitos T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TIM-3/HAVCR2 Rabbit pAb
Notas / Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2; TIM-3/HAVCR2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84868
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-202 de TIM-3/HAVCR2 humano (NP_116171.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TDQ0
Peso molecular de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo