

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Timm29 Para Wb Y Elisa - Q9Bsf4

Número de artículo: CM0022087



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra TIMM29 humano (TIM29, C19orf52) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Validado en muestras humanas y de ratón, adecuado para estudios de importación mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TIMM29 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TIM29; C19orf52; TIMM29
Especie	Humano
ID del gen (humano)	90580
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 78-260 de TIMM29 humano (NP_612367.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9BSF4
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo