

Anticuerpo Policlonal Anti-Timm44 De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - O43615

Número de artículo: CM0024024



Introducción

TIMM44 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad a humano, ratón, rata. Se dirige a TIMM44 (TIM44), una translocasa de la membrana interna mitocondrial esencial para la importación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TIMM44 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TIM44; TIMM44
Especies	Humano
ID de Gen (Humano)	10469
ID de Gen	10469
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 153-452 de TIMM44 humano (NP_006342.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43615
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo