

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Timp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16035

Número de artículo: CM0021530



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TIMP2 para detectar el inhibidor 2 de metaloproteinasas. Probado en WB, IHC-P y ELISA; reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la MEC y la metástasis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TIMP2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	DDC8; CSC-21K; TIMP2
Especie	Humana
GeneID (humano)	7077
GeneID	7077
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de TIMP2 humano (NP_003246.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P16035
Peso molecular	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo