

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tle4 Para Wb Y Elisa - Q04727

Número de artículo: CM0007485

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra TLE4 humano, reactivo con humano y ratón. Validado para WB y ELISA, ideal para la investigación de la represión transcripcional y la señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TLE4
Observaciones/Alias	ESG, BCE1, ESG4, GRG4, BCE-1, Grg-4, E(spl), E(spl), TLE4
Especie	Humano
ID de gen	7091
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-138 de TLE4 humano (NP_001269677)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q04727
Peso de la proteína	84 kDa
Envío	Bolsa de hielo