

Anticuerpo Policlonal Anti-Tlk1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uki8

Número de artículo: CM0013023

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TLK1 humano (PKU-beta), validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigaciones sobre el ciclo celular, la reparación del daño del ADN y la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TLK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PKU-beta; TLK1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	9874
ID del gen	9874
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-230 de TLK1 humano (NP_036422.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9UKI8
Peso de la proteína	87 kDa
Envío	Bolsa de hielo