

## Anticuerpo Policlonal Anti-Tmed2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15363

Número de artículo: CM0022154



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TMED2 para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona con TMED2 humano, de ratón y de rata, un regulador clave del transporte vesicular y la exocitosis de GPCR.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | TMED2 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | p24; P24A; RNP24; p24b1; p24beta1; TMED2                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| ID del gen (humano) | 10959                                                                                                                             |
| ID del gen          | 10959                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-170 de TMED2 humano (NP_006806.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                 |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                                               |
| SWISS               | Q15363                                                                                                                            |
| Peso de la proteína | 23 kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |