


Anticuerpo Policlonal Anti-Tmed9 Para Wb Y Elisa - Q9Bvk6

Número de artículo: CM0026699



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TMED9 validado para WB y ELISA. Reconoce TMED9 de humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína de la familia p24 involucrada en el tráfico vesicular y la retención golgiense, adecuado para investigación de la vía secretora.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TMED9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p25; GMP25; p24a2; HSGP25L2G; p24alpha2; TMED9
Especie	Humano
ID del Gen	54732 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-224 de la TMED9 humana (NP_059980.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BVK6
Peso Molecular	27kDa
Envío	Bolsa de hielo