

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tmem192 Para Wb, Elisa - Q8Iy95

Número de artículo: CM0002736

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra TMEM192 humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de rata. Ideal para estudiar proteínas de membrana lisosomales y de endosomas tardíos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TMEM192 Rabbit mAb
Especie	Humano
GeneID	201931
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-271 de TMEM192 humano (NP_001093859.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q8IY95
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo