

Anticuerpo Policlonal Anti-Tmod1 Para Wb Y Elisa - P28289

Número de artículo: CM0027454



Introducción

TMOD1 Rabbit pAb (P28289) es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA. Detecta TMOD1 de humano, ratón y rata. La tropomodulina-1 estabiliza los extremos puntiagudos de los filamentos de actina. Ideal para investigación sobre citoesqueleto y dinámica de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TMOD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TMOD; ETMOD; D9S57E; TMOD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7111
GeneID	7111
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-359 de la TMOD1 humana (NP_003266.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28289
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo