

Anticuerpo Policlonal Anti-Tmprss2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15393

Número de artículo: CM0020136



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TMPRSS2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta la serina proteasa TMPRSS2 humana involucrada en la entrada viral y el cáncer de próstata. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TMPRSS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PRSS10; TMPRSS2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7113
ID del Gen	7113
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la TMPRSS2 humana (NP_005647.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15393
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo