

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tnf-A Para Wb, Elisa - P06804

Número de artículo: CM0006578



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el TNF- α de ratón, validado para WB y ELISA, que reconoce el TNF- α tanto de ratón como de rata. Ideal para investigaciones sobre inflamación, respuesta inmunitaria y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TNF- α Rabbit mAb
Observaciones/alias	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha; TNF- α
Especie	Ratón
GeneID (humano)	7124
GeneID	21926
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-235 del TNF- α de ratón (NP_038721.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P06804
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo