


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tnf-A Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P01375

Número de artículo: CM0005650



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad que dirige contra TNF- $\alpha$  humano (SWISS: P01375), válido para WB, IP, IF/ICC y ELISA. Ideal para la investigación de citoquinas, apoptosis e inflamación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | TNF- $\alpha$ Rabbit mAb                                                                                                                                          |
| Observaciones/Alias | DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF- $\alpha$                                                                                                               |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 7124                                                                                                                                                              |
| GeneID              | 7124                                                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 77-233 del TNF- $\alpha$ humano (NP_000585.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, IP, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                             |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                                            |
| SWISS               | P01375                                                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 26 kDa                                                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                    |