

Anticuerpo Policlonal Anti-Tnr Para Wb, Elisa - Q92752

Número de artículo: CM0018152



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la tenascina-R (TNR) humana, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la matriz extracelular neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TNR Rabbit pAb
Observaciones/alias	TN-R; NEDSTO; TNR
Especie	Humano
GeneID (humano)	7143
GeneID	7143
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1059-1358 de la TNR humana (NP_003276.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q92752
Peso molecular	150 kDa
Envío	Bolsa de hielo