

Anticuerpo Policlonico Anti-Tnrc6A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ndv7

Número de artículo: CM0026390



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo Anti-TNRC6A, apto para WB, IF/ICC y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar el silenciamiento génico mediado por miARN y los componentes de los cuerpos P.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TNRC6A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GW1; FAME6; GW182; TNRC6; CAGH26; TNRC6A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	27327
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NDV7
Peso Proteico	210kDa
Envío	Bolsa de hielo