


Anticuerpo Policlonal Anti-Tollip Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q.9H0E2

Número de artículo: CM0021395



Introducción

El pAb de TOLLIP de conejo es un anticuerpo policlonal obtenido de conejo, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, y reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la proteína interactuante con Toll, un regulador clave de la señalización de IL-1 y TLR y de la autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TOLLIP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IL-1RAcPIP; TOLLIP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54472
GeneID	54472
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-274 de TOLLIP humano (NP_061882.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q.9H0E2
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo