

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tom20 Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15388

Número de artículo: CM0005256



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón contra TOM20 humano, validado para WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P y ELISA. Detecta humano, ratón y rata. Ideal para estudios de importación mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	TOM20 Ratón mAb
Notas / Alias	MAS20; MOM19; TOM20
Especie	Humano
GeneID (humano)	9804
GeneID	9804
Inmunógeno	Proteína recombinante de TOM20 humano.
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15388
Peso de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo