

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tom70 Para Wb, Elisa - 094826

Número de artículo: CM0002071



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TOM70 de alta especificidad, validado para WB y ELISA. Reconoce TOM70 humano, de ratón y de rata, un receptor de importación mitocondrial y mediador de la respuesta antiviral. Ideal para la investigación mitocondrial y estudios de infección viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TOM70 Conejo mAb
Observaciones/Alias	Tom70; TOMM70A; TOM70
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9868
ID del Gen	9868
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 245-608 de TOM70 humano (NP_055635.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O94826
Peso Molecular de la Proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo