

Anticuerpo Policlonal Anti-Tph1 Para Wb, Elisa - P17752

Número de artículo: CM0022031



Introducción

TPH1 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, que reconoce TPH1 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación de la biosíntesis de serotonina y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TPH1 Rabbit pAb
Notas/Alias	TPRH; TRPH; TPH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7166
GeneID	7166
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 345-444 de la TPH1 humana (NP_004170.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17752
Peso Molecular de la Proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo