


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trem2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzc2

Número de artículo: CM0014586



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra TREM2 humano (Q9NZC2). Validado para WB, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de biología microglial y de la enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra TREM2
Observaciones/Sinónimos	PLOSL2; TREM-2; Trem2a; Trem2b; Trem2c; TREM2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	54209
ID del gen	54209
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-161 de TREM2 humano (NP_061838.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NZC2
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo