

Anticuerpo Policlonal Anti-Trh Para Wb, If-P, Elisa - P20396

Número de artículo: CM0026053

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la pro-hormona liberadora de tirotropina (TRH) humana. Validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Peso molecular predicho ~27 kDa. Para investigación sobre el eje HPT y el crecimiento capilar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	TRH Rabbit pAb
Notas/Alias	TRF; Pro-TRH; TRH
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7200
ID de Gen	7200
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 25-230 de la TRH humana (NP_009048.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20396
Peso Molecular de Proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo