


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trim9 Para Wb Y Elisa - Q9C026

Número de artículo: CM0013753



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TRIM9 validado para Western Blot y ELISA, que presenta reactividad con TRIM9 (E3 ubiquitina ligasa) humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación en neurociencia y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRIM9 Rabbit pAb
Notas / Alias	RNF91, SPRING, TRIM9
Especie	Humano
GeneID (humano)	114088
GeneID	114088
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de la TRIM9 humana (NP_055978.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9C026
Peso de la proteína	79kDa
Envío	Bolsa de hielo