

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trk Gen Fusionado (Tfg) Para Wb, Elisa - Q92734

Número de artículo: CM0031070



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína humana del gen fusionado TRK (TFG), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para el estudio de la dinámica del retículo endoplásmico y el tráfico de carga secretora.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRK gen fusionado (TFG) Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TF6; HMSNP; SPG57; TRKT3; Gen fusionado TRK (TFG)
Especie	Humano
ID del gen	10342
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 del gen fusionado TRK humano (TFG) (NP_006061.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92734
Peso de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo