


Anticuerpo Policlonal Anti-Trnt1 Para Wb, Elisa - Q96Q11

Número de artículo: CM0021787



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TRNT1, una CCA tRNA nucleotidiltransferasa mitocondrial. Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada contra humano, ratón y rata. Ideal para estudios de procesamiento de tRNA y enfermedades mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	TRNT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CCA1; RPEM; SIFD; MtCCA; CGI-47; TRNT1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	51095
ID del Gen	51095
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 135-434 de la TRNT1 humana (NP_886552.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96Q11
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo