

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trop-2 Para If-P Y Elisa - Q8Bgv3

Número de artículo: CM0019850

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TROP-2 (Tacstd2) de ratón para aplicaciones de inmunofluorescencia y ELISA. Reconoce una glucoproteína de superficie celular implicada en la señalización de receptores de factores de crecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TROP-2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Ly97; EGP-1; TROP2; GA733-1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	4070
GeneID	56753
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 25-270 de TROP-2 de ratón (NP_064431.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q8BGV3
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo