

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Troy/Tnfrsf19 Para Wb Y Elisa - Q9Ns68

Número de artículo: CM0002139

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-TROY/TNFRSF19 validado para Western blot y ELISA. Reacciona con la proteína TROY humana, de ratón y de rata (~46 kDa). Ideal para investigación sobre apoptosis y señalización de NF-kappa-B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TROY/TNFRSF19 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TAJ; TROY; TRADE; TAJ-alpha; TROY/TNFRSF19
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	55504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de TROY/TNFRSF19 humano (Q9NS68)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NS68
Peso de la proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo