


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trpa1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O75762

Número de artículo: CM0028021



Introducción

TRPA1 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal dirigido contra TRPA1 humano, adecuado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para investigación del dolor y transducción sensorial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRPA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FEPS; p120; FEPS1; ANKTM1; TRPA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8989
GeneID	8989
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 900-1000 de TRPA1 humano (NP_015628.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75762
Peso Proteico	128 kDa
Envío	Bolsa de hielo