


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Trpm8 Para Wb Y Elisa - Q7Z2W7

Número de artículo: CM0008943



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TRPM8 humano (Q7Z2W7). Validado para WB y ELISA. Adecuado para la investigación de canales iónicos sensibles al frío en el cáncer de próstata y otros tumores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRPM8 Rabbit mAb
Observaciones/alias	TRPP8; LTRPC6; trp-p8; LTrpC-6; TRPM8
Especie	Humana
ID del gen (humano)	79054
ID del gen	79054
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 900-1000 de TRPM8 humano (Q7Z2W7).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q7Z2W7
Peso de la proteína	128 kDa
Envío	Bolsa de hielo