


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trpm8 Para Wb, Elisa - Q7Z2W7

Número de artículo: CM0029724



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo TRPM8 de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta TRPM8 humano, un canal iónico sensor de frío implicado en la termotranscepción y el cáncer de próstata. Ideal para la investigación y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRPM8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TRPP8; LTRPC6; trp-p8; LTrpC-6; TRPM8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79054
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 980-1104 del TRPM8 humano (NP_076985.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q7Z2W7
Peso Proteico	128kDa
Envío	Bolsa de hielo