


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tripsina Para If-P, Ihc-P, Elisa - P07477

Número de artículo: CM0011836



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo frente a la tripsina humana (PRSS1), validado para inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Reconoce la tripsina humana; ideal para investigación de enzimas digestivas y proteasas. Inmunógeno: proteína de fusión recombinante (aa 24-247).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-tripsina de conejo
Observaciones/Alias	TRP1; TRY1; TRY4; TRYP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5644
GeneID	5644
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-247 de la PRSS1 humana (NP_002760.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P07477
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo