

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tryptophanyl-Trna Sintetasa 1 Para Wb Y Elisa - P23381

Número de artículo: CM0011247



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Tryptophanyl-tRNA sintetasa 1 humana (WARS1). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de traducción y angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Tryptophanyl-tRNA sintetasa 1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; Tryptophanyl-tRNA sintetasa 1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7453
ID de Gen	7453
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 3-98 de la Tryptophanyl-tRNA sintetasa 1 humana (P23381)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23381
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo