


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tsc2 (Tuberina) Para Wb, Ip, Elisa - P49815

Número de artículo: CM0003082



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la TSC2 humana (tuberina). Validado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Reacciona con humano. PM ~201 kDa. Apto para investigación de señalización mTOR/TSC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-TSC2
Observaciones/Alias	LAM; TSC4; PPP1R160; TSC2
Especie	Humano
GeneID (humano)	7249
GeneID	7249
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1700-1807 de la Tuberina humana (P49815).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P49815
Peso Proteico	201kDa
Envío	Bolsa de hielo