

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tsg101/Vps23 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99816

Número de artículo: CM0024057



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TSG101/VPS23 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del complejo ESCRT-I, exosomas y gemación viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TSG101/VPS23 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TSG10, VPS23, TSG101/VPS23
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7251
GeneID	7251
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 291-390 del TSG101/VPS23 humano (NP_006283.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99816
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo