

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tsg101/Vps23 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99816

Número de artículo: CM0019779



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TSG101/VPS23 (subunidad ESCRT-I). Validado para WB, IF/ICC y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre tráfico endosomal, gemación viral y exosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TSG101/VPS23 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TSG10; VPS23; TSG101/VPS23
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7251
GeneID	7251
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 291-390 de TSG101/VPS23 humano (NP_006283.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99816
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo