


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tslp Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q969D9

Número de artículo: CM0018588



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TSLP humano, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para investigar la maduración de células dendríticas mediada por TSLP y la inflamación alérgica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TSLP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TSLP
Especie	Humano
GeneID	85480
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-159 del TSLP humano (NP_149024.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q969D9
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo