

Anticuerpo Policlonico Anti-Tspan31 Para Wb, Elisa - Q12999

Número de artículo: CM0015655

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra TSPAN31 (SAS) humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación de proteínas de membrana, estudios de cáncer y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TSPAN31 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SAS; TSPAN31
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6302
GeneID	6302
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 95-175 de TSPAN31 humano (NP_005972.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12999
Peso Molecular	23kDa
Envío	Bolsa de hielo