

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tspan4/Nag-2 Para Wb, Elisa - O14817

Número de artículo: CM0017471

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a TSPAN4/NAG-2 humano (también conocido como NAG2, TM4SF7). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para estudiar microdominios de membrana mediados por tetraspaninas y la biología de los migrasomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	TSPAN4/NAG-2 Rabbit pAb
Notas/Alias	NAG2; NAG-2; TM4SF7; TSPAN-4; TETRASPAN; TSPAN4/NAG-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7106
GeneID	7106
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de TSPAN4/NAG-2 humano (NP_003262.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14817
Peso proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo