

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tspan7 Para Wb, If-P, Elisa - P41732

Número de artículo: CM0026188

Introducción

pAb de Conejo TSPAN7 (Anticuerpos Policlonales) validado para WB, IF-P, ELISA. Detecta TSPAN7 humano (28kDa) con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación de proliferación celular y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TSPAN7
Observaciones/Alias	A15; MXS1; CD231; MRX58; CCG-B7; TM4SF2; XLID58; TALLA-1; TM4SF2b; DXS1692E; TSPAN7
Especie	Humano
GeneID	7102
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-240 de TSPAN7 humano (NP_004606.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P41732
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo