

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tspan8 Para Wb Y Elisa - P19075

Número de artículo: CM0014043

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo TSPAN8 de alta calidad para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigaciones sobre la biología de las tetraspaninas, la migración celular y la barrera intestinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TSPAN8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CO-029; TM4SF3; TSPAN8
Especie	Humana
ID del gen (humano)	7103
ID del gen	7103
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-200 de TSPAN8 humano (NP_004607.1).
Origen	Junco
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P19075
Peso molecular	26kDa
Envío	Bolsa de hielo