

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tspan8 Para Wb, Elisa - P19075

Número de artículo: CM0013717

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-TSPAN8 validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Objetivo tetraspanina-8 implicado en la señalización celular, migración y progresión tumoral. Ideal para aplicaciones de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TSPAN8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CO-029; TM4SF3; TSPAN8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7103
GeneID	7103
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-200 de TSPAN8 humano (NP_004607.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19075
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo